

EN)

PROPHY POWDER®**Direction For Use**

President Dental Proply Powder is a spearmint flavored sodium bicarbonate powder for professional air polishing prophylaxis procedures. In conjunction with an air polishing system Proply Powder allows removal of stains such as tobacco, coffee, tea. It is also indicated for prophylaxis of orthodontic patients as well as preparation of tooth surfaces prior to bonding and sealant procedures.

Composition

The Product contains: Sodium Bicarbonate

Product Presentation

300 gr bottle
20 x 15 gr box

Instructions For Use

1. Shake well before using.
2. Use according to polishing unit manufacturer's instructions.

Warning

1. Use is not recommended for patients with known allergies to the components.
2. Do not direct the air polishing stream at soft tissue or into the sulcus
3. Do not modify powder with additives

Use and Storage

Store away from
sunlight



Observe storage
temperatures



Protect from
moisture



Shelf Life

5 years

Emergency Measures

In case of accidental contact, rinse with plenty of water. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.



Kesselbodenstrasse 5, 85391 Allershausen, Germany
Tel: +49 8166 389 9 820 • Fax: +49 8166 389 9 821
www.presidentdental.com • info@presidentdental.com

PRESIDENT DENTAL GmbH

DE)

PROPHY POWDER®**Gebrauchsanweisung**

President Dental Proply Powder ist ein grüner minze gewürzt Natriumbicarbonatpulver für professionelle Luft polieren prophylaxe Verfahren. In Verbindung mit einen Luftpolier-system, proply ermöglicht powder Entfernung von Flecken wie Tabak, Kaffee, Tee. Es ist auch für die Prophylaxe von orthodontischen Patienten sowie der Vorbereitung von Zahnoberflächen vor der Verklebung und Versiegelung Verfahren angegeben.

Zusammensetzung

Das Produkt enthält: Natriumbikarbonat

Produktvorsellung

300 gr bottle
20 x 15 gr box

Gebrauchsanweisung

1. Gut schütteln vor dem Gebrauch.
2. Verwendung nach einem der poliereinheit herstellere.

Warning

1. Die Nutzung ist nicht für patienten mit bekannter allergie zu den komponenten empfohlen.
2. Setzen sie den luftpolierstrom bei Weichgewebe oder in den sulkus zu lenken.
3. Nicht pulver mit Zusatzstoffen zu ändern.

Use and Speicherung

Lager weg von
der Sonnenlicht



Beachten speicher
Temperaturen



Vor
Feuchtigkeit



Haltbarkeit

5 jahre

Emergency Measures

Bei versehentlichem kontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.



Kesselbodenstrasse 5, 85391 Allershausen, Germany
Tel: +49 8166 389 9 820 • Fax: +49 8166 389 9 821
www.presidentdental.com • info@presidentdental.com

PRESIDENT DENTAL GmbH

RU)

PROPHY POWDER®

Инструкция

President Dental Prophy Powder - это порошок бикарбоната натрия с ароматизированной мятой, предназначенный для профессиональных процедур очистки воздуха. В сочетании с системой воздушной полировки «Prophy Powder» позволяет удалить пятна, такие как табак, кофе, чай. Он также показан для профилактики ортодонтических пациентов, а также для подготовки поверхностей зубов до склеивания и герметизации.

Состав

Продукт содержит: Бикарбонат Натрия

Упаковка

300г бутылки
20 x 15г

Инструкции по использованию

1. Хорошо встряхнуть перед использованием
2. Используйте в соответствии с инструкциями изготовителя полировочного устройства.

Внимани е

1. Использование не рекомендуется пациентам с известной аллергией на компоненты.
2. Не направляйте поток полировки воздуха на мягкие ткани или в бороздку.
3. Не модифицируйте порошок с добавками.

Использование и хранение

Хранить вдали
от солнечного света



Соблюдать
температуру
хранения



Защищать
от влаги



Срок
годности

5 лет

Чрезвычайные меры

В случае случайного контакта промойте большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.



Kesselbodenstrasse 5, 85391 Allershausen, Germany
Tel: +49 8166 389 9 820 • Fax: +49 8166 389 9 821
www.presidentdental.com • info@presidentdental.com

PRESIDENT DENTAL GmbH

TR)

PROPHY POWDER®

Kullanma Talimatı

President Dental Prophy Powder nane aromalı, profilaks işlemleri için air flow sistemlerinde kullanılan sodyum bikarbonattır. President Dental Prophy Powder; tütün, kahve ve çay izlerinin yok edilmesine olanak sağlar. Aynı zamanda ortodontik hastaların profilaks işlemlerinde de kullanıldığı gibi, bonding ve sealing işlemlerinden önce diş yüzeyinin hazırlanmasında da kullanılabilir.

Bileşimi

Ürünün içeriğinde Sodyum Bikarbonat bulunur.

Ürün Sunumu:

300 gr. şişe
20x15 gr kutu

Kullanma Talimatı

1. Kutuyu ya da paketi kullanmadan önce iyice sallayıp çalkalayınız.
2. Parlatma ünitesi imalatçısının talimatlarına uygun şekilde kullanınız.

Uyarı

1. Ürün bileşimine karşı hassasiyeti olan hastalarda kullanmayınız
2. Tozu başka katkı maddeleri ile kullanmayınız
3. Herhangi bir madde ya da katkı maddesi ile karıştırmayınız.

Kullanım ve Muhafaza Koşulları

Güneş ışığına maruz
bırakmayınız



Sıcaklık aralığında
muhafaza ediniz



Nemden koruyunuz



Raf Ömrü

5 yıl

Acil Durumlar

Yanlışlıkla cildinizle teması durumunda, temas eden yeri bol su ile yıkayınız. Göz ile teması durumunda vakit kaybetmeden su ile durulayıp doktorunuza başvurunuz.



Kesselbodenstrasse 5, 85391 Allershausen, Germany
Tel: +49 8166 389 9 820 • Fax: +49 8166 389 9 821
www.presidentdental.com • info@presidentdental.com

PRESIDENT DENTAL GmbH